



LactiLog™

Sistema de registro de datos automático

Soluciones sensacionales
i para hoy...y el mañana!

LactiLog™
Sistema de registro/presentación automatizado

Una completa solución “plug and play” para la transferencia automática de datos y la digitalización de registros, el LactiLog está diseñado y adaptado para las necesidades de registros en la industria lechera. Simplemente conecte el LatiLog a su ordenador, descargue el software LactiLog y ejecute el programa – ilos resultados serán registrados automáticamente!

- ✓ Registro de datos optimizado
- ✓ Fácil acceso, formato claro
- ✓ Compatible con códigos de barras
- ✓ Evita los dañinos errores de transcripción
- ✓ La rápida disponibilidad los datos clave facilita las decisiones en la gestión



Page & Pedersen International, Ltd.

158 West Main Street Hopkinton, MA 01748 USA

www.pagepedersen.com

LactiLog™ Sistema de registro de datos automático

¡La solución definitiva y directa para el registro y presentación de datos!



Características y ventajas

- ✓ Sencilla instalación "plug and play". Conecte el cable suministrado a su PC y el LactiCheck: el registro de las mediciones comienza automáticamente
- ✓ Totalmente preparado e integrado en los sistemas actuales
- ✓ Acceso simple, lista de Productor/Proveedores y Productos configurable por el usuario según las necesidades de presentación de datos
- ✓ Compatible con códigos de barras
- ✓ Registro de datos protegido: la integridad de los datos se asegura mediante archivos encriptados
- ✓ Organización por Productor/Proveedores, Producto o Fecha
- ✓ Los datos son totalmente transferibles a archivos de datos separados por comas (.csv) para hojas de cálculo, con el fin de analizar datos, realizar gráficas y archivar
- ✓ Económicamente, introduce los beneficios del registro automático y digitalizado de los datos, y el acceso a tiempo real a los resultados para mejorar la gestión de los procesos

LACTI-LOG V3.11 (COM1)

File Edit Suppliers Products View RANGE[ON] Sample ID Hide Export Import Communication Tools About

Current Supplier: Unknown Change Supplier New Sample Current Product: New Product

Supplier	Date	Time	Fat	SNF	Density	Added Water	Freeze Point	Protein	Lactose	Product	Notes
LactiCal 3	5/24/2013	11:02:44 AM	3.46	9.27	31.48000	0.00	60.800	3.53	5.05	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:03:36 AM	3.47	9.29	31.55000	0.00	60.930	3.54	5.05	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:04:31 AM	3.46	9.30	31.60000	0.00	60.990	3.54	5.06	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:05:24 AM	3.45	9.28	31.53000	0.00	60.870	3.54	5.05	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:06:16 AM	3.46	9.30	31.60000	0.00	60.990	3.54	5.06	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:07:07 AM	3.46	9.29	31.56000	0.00	60.930	3.54	5.05	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:07:59 AM	3.46	9.30	31.60000	0.00	60.990	3.54	5.06	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:08:52 AM	3.46	9.29	31.56000	0.00	60.930	3.54	5.05	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:09:45 AM	3.46	9.30	31.60000	0.00	60.990	3.54	5.06	Whole Milk (Full Fat)	
LactiCal 3	5/24/2013	11:10:37 AM	3.45	9.28	31.53000	0.00	60.870	3.54	5.05	Whole Milk (Full Fat)	

Especificaciones:

El LactiLog consta de un software diseñado para el usuario en formato CD y un cable de puerto de serie* RS-232. El propósito del sistema es facilitar el registro automático de datos de mediciones realizadas por el analizador de leche LactiCheck™, asegurar el almacenamiento íntegro de éstos y ofrecer un sencillo acceso a los datos para su presentación.

* convertidor RS-232 a USB opcional

Requerimientos del sistema

Hardware: Pentium o superior, 20 MB de espacio libre en el disco duro, salida* RS-232, lector de CD (interno o externo)

* Puede proporcionarse un convertidor RS-232 a USB

Software: Windows 98, 2000, ME, XP, Vista y Windows 7



Page & Pedersen International, Ltd.

158 West Main Street, Hopkinton MA. 01748 U.S.A.

Tel: (508) 435 5966, Fax: (508) 435 8198

E-Mail: info@pagepedersen.com

www.pagepedersen.com